

ROCCIA® ALIF CAGE FÜR DIE LUMBALE WIRBELKÖRPERFUSION

INSTRUMENTATIONSANLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	3
Indikationen/Kontraindikationen	4
Zugang für den ROCCIA ALIF Cage	5
ROCCIA ALIF Cage – Instrumentation	7
Lagekorrektur des ROCCIA ALIF Cages	17
PRODUKTINFORMATION	20
ROCCIA Implantate	
ROCCIA Probeimplantate	
ROCCIA Instrumente	PI 05
Allgemeine Instrumente	PI 08
ROCCIA Alphabetischer Index	PI 09

HINWEIS: In dieser Anleitung wird die ROCCIA ALIF Cage Instrumentation beschrieben – diese Anleitung ersetzt nicht die Einweisung durch einen in der wirbelsäulenchirurgischen Instrumentation erfahrenen Chirurgen.

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl einer möglichen Hospitationsklinik behilflich.



VORWORT

ROCCIA® ALIF -FÜR DIE LUMBALE WIRBELKÖRPERFUSION

Der ROCCIA ALIF Cage wurde für die primäre Stabilisierung und das Wiederherstellen der physiologischen Lordose der lumbalen Wirbelsäule entwickelt. Der Cage ist für anteriore Zugänge konzipiert.

Zur besseren interkorporellen Fusion dient das Kammersystem im Cage, welches großzügig Platz bietet, wahlweise Knochen oder Knochenersatzstoffe einzubringen. Gleichzeitig besitzt der Cage eine breite Auflagefläche, die bei korrekter Implantation ein Einsinken weitgehend verhindert.

Der ROCCIA ALIF Cage wird über den anterioren Zugang zur Wirbelsäule, entweder von anteromedial oder von anterolateral (anterior to the psoas), in den Zwischenwirbelraum eingebracht. Die verschiedenen Gewindeöffnungen am ROCCIA ALIF ermöglichen die dementsprechend korrekte Platzierung des Cages.

Das ROCCIA Instrumentarium ist, wie alle Silony Medical Produkte, modular verwendbar und ergonomisch durchdacht. So können mit dem ROCCIA Einsetzinstrument verschiedene Instrumentationsschritte mit einem einzigen Instrument durchgeführt werden. Dies sorgt nicht nur für einen schnelleren OP-Ablauf, sondern auch für weniger Inventar, das in der Klinik gereinigt und gelagert werden muss.





Indikationen

Implantate des ROCCIA ALIF Systems sind zum Einsatz an der lumbalen Wirbelsäule bei folgenden Indikationen vorgesehen:

- Degenerative Bandscheibenerkrankung
- Deformitäten
- Spondylolisthesen
- Segmentale Instabilitäten
- Segmentale Dysfunktionen der lumbalen Wirbelsäule
- Stenosen

Kontraindikationen

Die wichtigsten Kontraindikationen sind:

- Erwartete oder dokumentierte Allergie oder Intoleranz gegen die Materialien (z.B. Titan)
- Jeglicher Fall, in dem die gewählten Implantate zu groß oder zu klein wären, um ein erfolgreiches Resultat zu erreichen
- Jeder Patient, bei dem die Verwendung des Implantates mit anatomischen Strukturen in Konflikt stehen würde
- Fehlende knöcherne Strukturen, die eine gute Verankerung des Implantates unmöglich machen (z.B. bei Frakturen, Tumor, Osteoporose oder Infektionen)

HINWEIS: Der ROCCIA ALIF Cage muss mit einer zusätzlichen Stabilisierung entweder anterior oder posterior kombiniert werden. Silony Medical empfiehlt bei posterioren lumbalen intersegmentalen Fusions-Verfahren die Verwendung eines dorsalen Wirbelsäulenfixateurs (z.B. mit dem VERTICALE System).

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Hinweise zu Indikationen und Kontraindikationen in der Gebrauchsanweisung von ROCCIA ALIF. Dort sind weitere wichtige Informationen aufgeführt, die zu einem Ausschluss des Patienten führen könnten.

ZUGANG FÜR DEN ROCCIA® ALIF CAGE

Lagerung und Zugang

Der ROCCIA ALIF Cage bietet ein breites Größenspektrum für individuelle Versorgungsmöglichkeiten. Bei der Implantation des ROCCIA ALIF Cage zur anterioren lumbalen interkorporellen Fusion (ALIF) gibt es vorrangig zwei Lagerungsmöglichkeiten. Zum einen die Standardrückenlage mit geschlossen Beinen und 90° abduzierten Armen, bei der der Operateur in der Regel links des Patienten steht, zum anderen die Da-Vinci- Position, bei der der Operateur zwischen den Beinen des Patienten stehen kann. Der direkte anteriore Zugang (Cage-Einbringung 0° anteriomedial) bedarf unter Umständen der Retraktion der großen Gefäße, um ausreichend Platz zum Bandscheibenfach für die Implantation des Cages zu erhalten. Das anteriore longitudinale Ligament (ALL) wird reseziert. Beim anterolateralen Zugang (Cage-Einbringung 45° anterolateral) ab L5 aufwärts bleibt das longitudinale Ligament weitgehend erhalten. Die Retraktion der großen Gefäße wird vermieden.

ROCCIA® ALIF CAGE INSTRUMENTATION

Die Instrumentationsschritte gelten für den anterioren Zugang.

Diskektomie

ROCCIA Ringkürette gerade

RI-1040** ROCCIA scharfer Löffel gerade

RI-1107*** ROCCIA Shaver, 7 mm

GI-3101**** T-Griff



Zu Beginn wird die Bandscheibe mit einem handelsüblichen Skalpell inzidiert. Das Bandscheibenmaterial wird über den anterioren Zugang mithilfe von Shavern gelockert und anschließend mit handelsüblichen Fasszangen und zur Verfügung stehenden Küretten und scharfen Löffeln ausgeräumt (Abb. 1 und 2). Dabei wird der ventrale Anulus Fibrosus geöffnet, dann werden der innere Faserring und der Nukleus entfernt sowie die Endplatten angefrischt, um ein adäquates Cagebett vorzubereiten.

Zur vereinfachten Entfernung des Bandscheibengewebes dienen verschieden abgewinkelte und gebogene Küretten.

- Stellvertretend für weitere Ringküretten (gewinkelt und gebogen)
- Stellvertretend für weitere scharfe Löffel (gebogen)
- Stellvertretend für weitere Shavergrößen siehe ROCCIA Instrumente
- **** Stellvertretend für weitere T-Griffe siehe Allgemeine Instrumente




Abb. 1 Lockern des Bandscheibenmaterials mit einem Shaver





Abb. 2 Diskektomie mit einem scharfen Löffel

HINWEIS: Die ROCCIA Shaver sind nur zum Mobilisieren der Bandscheibe und zum Präparieren der Deckplatten geeignet. Sie dürfen nicht für die Distraktion genutzt werden.

HINWEIS: Der äußere Faserring sollte, wenn möglich, zur Unterstützung für den Cage erhalten bleiben.

Aufbereiten des Bandscheibenfaches



Für ein großflächigeres Kürettieren steht die ROCCIA Rechteckkürette zusätzlich zur Verfügung (Abb. 3). Die noch verbliebene Knorpelschicht der Grund- und Deckplatte kann mithilfe von Knochenraspeln, scharfen Löffeln und Shavern oberflächlich angefrischt werden (Abb. 4). Insbesondere die gebogenen Küretten ermöglichen die Präparation der oberen Endplatten.

- * Stellvertretend für weitere Ringküretten (gewinkelt und gebogen)
- ** Stellvertretend für weitere Shavergrößen siehe ROCCIA Instrumente
- *** Stellvertretend für weitere T-Griffe siehe Allgemeine Instrumente



Abb. 3 Rechteckkürrette für großflächiges Abtragen des Bandscheibenmaterials




Abb. 4 Raspel zum Anfrischen der Grund- und Deckplatte

HINWEIS: Eine sorgfältige Präparation des Bandscheibenfaches, insbesondere breitflächiges Anfrischen der Endplatten, optimiert die Voraussetzungen für eine erfolgreiche knöcherne Fusion. Eine Verletzung der knöchernen Grund- und Deckplatte kann zu einem Einsinken des Implantates in den Wirbelkörper führen.

Distraktion des Bandscheibenfaches

RI-1207* **ROCCIA Distraktor stumpf**



GI-3101** T-Griff



Zur Distraktion stehen stumpfe ROCCIA Distraktoren zur Verfügung. Sie beginnen mit einer Höhe von 7 mm und nehmen in 1 mm-Schritten bis auf eine Höhe von 13 mm zu, danach beträgt die Höhenzunahme 2 mm. An den distalen Distraktorenden befinden sich Tiefenmarkierungen zwischen 20 und 60 mm in 5 mm Schritten (Abb. 5).

Die Distraktoren werden über die Schnellkupplung mit einem T-Handgriff verbunden. Zur besseren Orientierung werden die Handgriffenden gleich ausgerichtet wie das Distraktorenende. Damit zügig instrumentiert werden kann, stehen zwei T-Handgriffe auf dem Set zur Verfügung.

Zur Distraktion wird zunächst ein dem Bandscheibenfach entsprechender stumpfer Distraktor flach in das Bandscheibenfach eingeführt und durch Rotation um 90° aufgestellt (Abb. 6). Es folgen die nächsten Distraktoren in aufsteigender Höhe mit der gleichen Bewegung, bis die gewünschte Höhe hergestellt ist. Die geeignete Distraktionshöhe ist erreicht, wenn der Distraktor unter Spannung steht und ein stabiles Gefühl vermittelt.

- Stellvertretend für weitere Distraktorgrößen siehe ROCCIA Instrumente
- Stellvertretend für weitere T-Griffe siehe Allgemeine Instrumente



Abb. 5 Tiefenmarkierung auf dem Distraktor




Abb. 6 Aufspreizen des Bandscheibenfaches mit dem Distraktor

HINWEIS: Vermeiden Sie eine Überdistraktion. Das Risiko für eine Verletzung an den Grund- und Deckplatten und ein späteres Einsinken des Implantates steigt dadurch und die physiologische Wiederherstellung der Lordose ist nicht mehr gegeben.

Auswahl des Probeimplantates



Um die Größe des Bandscheibenfaches zu messen, stehen die stumpfen Distraktoren mit Tiefenmarkierungen zwischen 20 und 60 mm in 5 mm Schritten zur Verfügung. Sie entsprechen mit den Höhen 7 mm - 13 mm (1 mm Schritte) sowie 15 mm und 17 mm dem späteren Implantat. Mit ihnen und unter Berücksichtigung der Bildwandlerkontrolle können Probeimplantate ausgewählt werden (Abb. 7).

Zu jeder endgültigen Cagegröße gibt es ein entsprechendes Probeimplantat in 5° oder 15° Lordose. Aufgrund der Verzahnung ist das endgültige Implantat ca. 0,7 mm höher als das Probeimplantat. Die Probeimplantate sind analog zu den späteren Implantaten farblich markiert. Diese Farbmarkierung erleichtert zusätzlich die Identifikation des passenden Einsetzinstrumentes, welches die entsprechenden Farbringe am Instrumentenschaft aufweist.

- * Stellvertretend für weitere Distraktorgrößen siehe ROCCIA Instrumente
- ** Stellvertretend für weitere T-Griffe siehe Allgemeine Instrumente




Abb. 7 Bildwandlerkontrolle mit Distraktor zur Wahl des Probeimplantates

Bestimmung der Cagegrößen mithilfe der Proben

RI-1324 **ROCCIA Einsetzinstrument** M4, zerlegbar



RI-1325 **ROCCIA Einsetzinstrument** M5, zerlegbar



RI-15342515* ROCCIA ALIF Probe 15 x 34 x 25 mm 15°



Zum Einbringen der Proben werden ROCCIA Einsetzinstrumente benötigt. Die ROCCIA Einsetzinstrumente passen sowohl auf die Proben als auch auf die endgültigen Implantate. Das ausgewählte Probeimplantat wird vollständig auf das entsprechende ROCCIA Einsetzinstrument geschraubt und dann mit leichtem Druck vorsichtig in den Zwischenwirbelraum eingeführt (Abb. 8). Nach Maßgabe des Operateurs kann auch ein Hammer zum Einschlagen der Probe genutzt werden. Anschließend wird die Position und Größe der Probe im Bildwandler überprüft.



Das Verwenden des für den jeweiligen Patienten größtmöglichen Implantates maximiert die Stabilität des Segments.

Füllt das Probeimplantat den Zwischenwirbelraum nicht ausreichend aus, so ist das nächst größere Implantat zu verwenden. Kann das Probeimplantat nicht eingeführt werden, da der Zwischenwirbelraum zu niedrig ist, muss entweder die nächst kleinere Größe genommen, oder das Segment mit den vorgenannten Instrumenten weiter aufdistrahiert werden. Nachdem die korrekte Größe bestimmt wurde, kann die Distraktion zeitweilig gelockert werden.

Stellvertretend für weitere Probeimplantatgrößen siehe ROCCIA Probeimplantate

HINWEIS: Die korrekte Auswahl der Cagegröße hat einen entscheidenden Einfluss auf die erfolgreiche Instrumentation und Fusion.

HINWEIS: Das Außenmaß des Probeimplantates entspricht der Kerndimension des Implantates inklusive der halben Zahnhöhe (0,35 mm). Für die Höhenberechnung des Implantates müssen auf die Probe noch weitere 0,7mm (pro Seite je 0,35 mm) hinzuaddiert werden.





Abb. 8 Einbringen des Probeimplantates

Größenvielfalt der Cage

Für die bestmögliche Versorgung der Patientenanatomie und -pathologie stehen eine Vielzahl von ROCCIA ALIF Größen zur Verfügung (Abb. 10). Das Portfolio umfasst fünf anteriore Höhen (von 9 bis 17 mm, in 2 mm-Schritten) sowie zwei Breiten (34 und 40 mm). Neben den regulären Lordosewinkeln 5° und 10° stehen zusätzlich hyperlordotische Cages mit einem Winkel von 15° und 20° zur Verfügung.

Das Einsetzinstrument entspricht mit der jeweiligen Farbkodierung dem dazugehörigen Cage.



Füllen des Cages

RI-1324 **ROCCIA Einsetzinstrument** M4, zerlegbar



RI-1325 **ROCCIA Einsetzinstrument** M5, zerlegbar



RI-2080 ROCCIA ALIF Füllblock



RI-2051 ROCCIA Knochenersatzmaterial Stößel



Verbliebene Bereiche des Zwischenwirbelraumes können entweder vor oder nach Implantation des Cages mit autologem Knochen (z.B. aus dem Beckenkamm), mit homologen Knochen (Fremdspongiosa) oder mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt werden, um die größtmögliche Fusionsfläche zu erzielen. Das Knochenmaterial muss im Cage gut komprimiert eingebracht werden. Das Füllen des Bandscheibenfaches, aber auch das Füllen des Implantates, ist eine wichtige Voraussetzung für eine sichere Fusion. Hierzu stehen Ihnen ein Füllblock sowie ein Stößel zur Verfügung (Abb. 10).




Abb. 10 Füllen des Cages mit Knochenmaterial im Füllblock mit Stößel

Einbringen des Cages

RI-1324 ROCCIA Einsetzinstrument M4, zerlegbar



RI-1325 ROCCIA Einsetzinstrument M5, zerlegbar



RI-1355 ROCCIA Schlitzhammer, massiv



Das wie zuvor bei den Proben verwendete ROCCIA Einsetzinstrument wird in die Gewindeöffnungen des Cages vollständig eingeschraubt, wodurch der Cage ohne weiteren Instrumentenwechsel final eingebracht werden kann (Abb. 11). Zum konfortablen Einbringen bei ALIF Zugang dient die anteriormediale Gewindebohrung am Implantat. Zusätzlich besitzt der Cage für den anterolateralen Zugang Bohrungen bei 45°.

Das Einbringen des Implantates sollte zügig nach dem Entfernen der Probe geschehen, um ein eventuell erneutes Nachsinken zu vermeiden. Das gefüllte Implantat wird vorsichtig in das Bandscheibenfach eingebracht und die korrekte Ausrichtung des Implantates überprüft. Eventuell ist leichter Druck oder vorsichtiges Hämmern mithilfe des ROCCIA Schlitzhammers auf das Einsetzinstrument notwendig.




Abb. 11 Einbringen des gefüllten Cages in das Bandscheibenfach

Korrekte Position des ROCCIA® ALIF Cage

Die optimale Position des implantierten ROCCIA ALIF Cage sollte aus biomechanischen Gründen in der seitlichen Projektion im vorderen bis mittleren Drittel des Bandscheibenfaches und in der frontalen Projektion möglichst mittig ausgerichtet sein (Abb. 12 und 13).

Je weiter ventral der Cage positioniert wird, desto besser kann der Wirbelsäulenabschnitt lordosiert werden.

Nach erfolgreicher Implantation sollte der verbleibende freie Raum des Bandscheibenfaches mit Knochenmaterial aufgefüllt werden, um eine sichere Fusion zu gewährleisten.



Abb. 12 Optimale Position des gefüllten ALIF Cages



Abb. 13 Optimale Position des gefüllten ALIF Cages inkl. dorsale Fixation


HINWEIS: Eine anteriore oder posteriore Sicherung des Implantates ist erforderlich. Die Zuggurtung unterstützt die biomechanische Stabilität des Bewegungssegments sowie die Stabilität des ALIF Cages.

Die abschließenden Schritte der dorsalen Fixation (z. B. Stab einführen, Kompression und finales Festziehen der Madenschrauben) werden nach der Implantation des Cages vervollständigt.


LAGE-KORREKTUR DES ROCCIA® ALIF CAGES

Zur endgültigen Positionierung des ROCCIA ALIF Cages steht ein gerader Einschläger zur Verfügung. Die Nutzung wird im Folgenden beschrieben.

Einschläger gerade



Einsetzinstrument als Revisionsinstrument



ROCCIA® ALIF PRODUKT-INFORMATION

ROCCIA ALIF Implantate nach Artikelnummer	PI 02
ROCCIA ALIF Probeimplantate nach Artikelnummer	PI 04
ROCCIA Instrumente nach Artikelnummer	PI 05
Allgemeine Instrumente nach Artikelnummer	PI 08
ROCCIA Alphabetischer Index	PI 09

ROCCIA® ALIF Implantate



 $Produktklassifizierung: Alle \ im \ folgenden \ aufgeführten \ Implantate \ entsprechen \ der \ Klasse \ IIb \ (CE_{0483}) \ gem\"{a} \ \mathring{B}$ Medizinproduktrichtlinie (MDD 93/42/EWG), sofern nicht explizit anders angegeben.

Implantatty ALIF
Typisierung: 34 mm
Material: Ti6Al4V ELI

<u>↑</u> D30087

ROCCIA

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung
RAT-09342505-S	Roccia ALIF Cage 9 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	0.3
RAT-11342505-S	Roccia ALIF Cage 11 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RAT-13342505-S	Roccia ALIF Cage 13 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RAT-15342505-S	Roccia ALIF Cage 15 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RAT-17342505-S	Roccia ALIF Cage 17 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RAT-11342510-S	Roccia ALIF Cage 11 x 34 x 25 mm, 10° Lor.	
RAT-13342510-S	Roccia ALIF Cage 13 x 34 x 25 mm, 10° Lor.	
RAT-15342510-S	Roccia ALIF Cage 15 x 34 x 25 mm, 10° Lor.	
RAT-17342510-S	Roccia ALIF Cage 17 x 34 x 25 mm, 10° Lor.	
RAT-13342515-S	Roccia ALIF Cage 13 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	
RAT-15342515-S	Roccia ALIF Cage 15 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	
RAT-17342515-S	Roccia ALIF Cage 17 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	
RAT-15342520-S	Roccia ALIF Cage 15 x 34 x 25 mm, 20° Lor.	
RAT-17342520-S	Roccia ALIF Cage 17 x 34 x 25 mm, 20° Lor.	

ROCCIA® ALIF Implantate

Artikelnu mmer	Beschreibung	Abbildung
RAT-09403105-S	Roccia ALIF Cage 9 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	0.40
RAT-11403105-S	Roccia ALIF Cage 11 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	
RAT-13403105-S	Roccia ALIF Cage 13 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	
RAT-15403105-S	Roccia ALIF Cage 15 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	16
RAT-17403105-S	Roccia ALIF Cage 17 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	
RAT-11403110-S	Roccia ALIF Cage 11 x 40 x 31 mm, 10° Lor.	
RAT-13403110-S	Roccia ALIF Cage 13 x 40 x 31 mm, 10° Lor.	
RAT-15403110-S	Roccia ALIF Cage 15 x 40 x 31 mm, 10° Lor.	
RAT-17403110-S	Roccia ALIF Cage 17 x 40 x 31 mm, 10° Lor.	
RAT-13403115-S	Roccia ALIF Cage 13 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	
RAT-15403115-S	Roccia ALIF Cage 15 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	
RAT-17403115-S	Roccia ALIF Cage 17 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	
RAT-15403120-S	Roccia ALIF Cage 15 x 40 x 31 mm, 20° Lor.	
RAT-17403120-S	Roccia ALIF Cage 17 x 40 x 31 mm, 20° Lor.	

System: ROCCIA

Implantattyp: ALIF

Typisierung: 40 mm

Material: Ti6Al4V ELI

<u> 1</u> D30087

ROCCIA® ALIF Probeimplantate

Produktklassifizierung: Alle im folgenden aufgeführten Instrumente entsprechen der Klasse I gemäß Medizinproduktrichtlinie (MDD 93/42/EWG), sofern nicht explizit anders angegeben.

ROCCIA Instrumententyp: Probeimplantat Typisierung: 34 mm Material: Ti6Al4V ELI **D30003**

System:

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung
RI-T09342505	Roccia ALIF Probe 9 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RI-T11342505	Roccia ALIF Probe 11 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RI-T13342505	Roccia ALIF Probe 13 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RI-T15342505	Roccia ALIF Probe 15 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	B
RI-T17342505	Roccia ALIF Probe 17 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	
RI-T13342515	Roccia ALIF Probe 13 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	
RI-T15342515	Roccia ALIF Probe 15 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	
RI-T17342515	Roccia ALIF Probe 17 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	

System: ROCCIA

Instrumententyp: Probeimplantat

Typisierung: 40 mm

Material: Ti6Al4V ELI

D30003

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung
RI-T09403105	Roccia ALIF Probe 9 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	
RI-T11403105	Roccia ALIF Probe 11 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	
RI-T13403105	Roccia ALIF Probe 13 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	
RI-T15403105	Roccia ALIF Probe 15 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	B
RI-T17403105	Roccia ALIF Probe 17 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	
RI-T13403115	Roccia ALIF Probe 13 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	
RI-T15403115	Roccia ALIF Probe 15 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	
RI-T17403115	Roccia ALIF Probe 17 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	

Produktklassifizierung: Alle im folgenden aufgeführten Instrumente entsprechen der Klasse I gemäß Medizinproduktrichtlinie (MDD 93/42/EWG), sofern nicht explizit anders angegeben.

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung	Seite
RI-1006	ROCCIA Meißel 6 mm Breite		
RI-1008	ROCCIA Meißel 8 mm Breite		o. Abb.
RI-1010	ROCCIA Meißel 10 mm Breite		
RI-1020	ROCCIA Ringkürette gerade		8, 9
RI-1021	ROCCIA Ringkürette gewinkelt 25°		8, 9
RI-1022	ROCCIA Ringkürette gebogen 45°		8, 9
RI-1030	ROCCIA Rechteckkürette gerade		9
RI-1040	ROCCIA scharfer Löffel gerade		8
RI-1041	ROCCIA scharfer Löffel gebogen Re. 45°		8
RI-1042	ROCCIA scharfer Löffel gebogen Li. 45°		8
RI-1050	ROCCIA Raspel gebogen 45°		9

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung	Seite
RI-1107	ROCCIA Shaver 7 mm		
RI-1108	ROCCIA Shaver 8 mm		
RI-1109	ROCCIA Shaver 9 mm		
RI-1110	ROCCIA Shaver 10 mm		
RI-1111	ROCCIA Shaver 11 mm		8, 9
RI-1112	ROCCIA Shaver 12 mm		
RI-1113	ROCCIA Shaver 13 mm		
RI-1115	ROCCIA Shaver 15 mm		
RI-1117	ROCCIA Shaver 17 mm		

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung	Seite
RI-1207	ROCCIA Distraktor stumpf 7 mm		
RI-1208	ROCCIA Distraktor stumpf 8 mm		
RI-1209	ROCCIA Distraktor stumpf 9 mm		
RI-1210	ROCCIA Distraktor stumpf 10 mm		
RI-1211	ROCCIA Distraktor stumpf 11 mm		10, 11
RI-1212	ROCCIA Distraktor stumpf 12 mm		
RI-1213	ROCCIA Distraktor stumpf 13 mm		
RI-1215	ROCCIA Distraktor stumpf 15 mm		
RI-1217	ROCCIA Distraktor stumpf 17 mm		
RI-1324	ROCCIA Einsetzinstrument M4, zerlegbar		11, 12, 14, 15, 18
RI-1325	ROCCIA Einsetzinstrument M5, zerlegbar		11, 12, 14, 15, 18
RI-1330	ROCCIA Ausschlagadapter	**	o. Abb.
RI-1340	ROCCIA Einschläger gerade		18
RI-1343	ROCCIA Einschlaghaken, verstärkt		o. Abb.
RI-1355	ROCCIA Schlitzhammer, massiv		15, 18

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung	Seite
RI-1406	ROCCIA Meißel 6 mm Breite, verstärkt		
RI-1408	ROCCIA Meißel 8 mm Breite, verstärkt		
RI-1410	ROCCIA Meißel 10 mm Breite, verstärkt		
RI-1506	ROCCIA Meißel 6 mm, gewinket 25°		
RI-1508	ROCCIA Meißel 8 mm, gewinket 25°		
RI-1510	ROCCIA Meißel 10 mm, gewinket 25°		o. Abb.
RI-1706	ROCCIA Meißel 6 mm Winkel 25°, verstärkt		O. ADD.
RI-1708	ROCCIA Meißel 8 mm Winkel 25°, verstärkt		
RI-1710	ROCCIA Meißel 10 mm Winkel 25°, verstärkt		
RI-2080	ROCCIA ALIF Füllblock		14
RI-2051	ROCCIA Knochenersatzmaterial Stößel		14

Allgemeine Instrumente

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung	Seite
GI-2101	T-Griff, kurz		8, 9,
GI-3101	T-Griff		10, 11

ROCCIA® Alphabetischer Index

A–Z	Beschreibung	Artikelnummer	Seite	
	ALIF Füllblock RI-2080	RI-2080	14	
Α	Ausschlagadapter	RI-1330	o. Abb.	
	Distraktor stumpf 7 mm	RI-1207		
	Distraktor stumpf 8 mm	RI-1208		
	Distraktor stumpf 9 mm	RI-1209	10, 11	
	Distraktor stumpf 10 mm	RI-1210		
D	Distraktor stumpf 11 mm	RI-1211		
	Distraktor stumpf 12 mm	RI-1212		
	Distraktor stumpf 13 mm	RI-1213		
	Distraktor stumpf 15 mm	RI-1215		
	Distraktor stumpf 17 mm	RI-1217		
	Einschläger gerade	RI-1340	18	
E	Einschlaghaken, verstärkt	RI-1343	o. Abb.	
E	Einsetzinstrument, M4, zerlegbar	RI-1324	11, 12, 14, 15	
	Einsetzinstrument, M5, zerlegbar	RI-1325	11, 12, 14, 15	
K	Knochenersatzmaterial Stößel	RI-2051	14	
	Meißel 6 mm Breite	RI-1006		
	Meißel 8 mm Breite	RI-1008		
	Meißel 10 mm Breite	RI-1010		
	Meißel 6 mm Breite, verstärkt	RI-1406		
	Meißel 8 mm Breite, verstärkt	RI-1408		
	Meißel 10 mm Breite, verstärkt	RI-1410	o. Abb.	
M	Meißel 6 mm Breite gewinkelt 25°	RI-1506		
	Meißel 8 mm Breite gewinkelt 25°	RI-1508		
	Meißel 10 mm Breite gewinkelt 25°	RI-1510		
	Meißel 6 mm Winkel 25°, verstärkt	RI-1706		
	Meißel 8 mm Winkel 25°, verstärkt	RI-1708		
	Meißel 10 mm Winkel 25°, verstärkt	RI-1710		
	ROCCIA ALIF Probe 9 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	RI-T09342505		
	ROCCIA ALIF Probe 11 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	RI-T11342505		
	ROCCIA ALIF Probe 13 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	RI-T13342505		
	ROCCIA ALIF Probe 15 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	RI-T15342505		
_	ROCCIA ALIF Probe 17 x 34 x 25 mm, 5° Lor.	RI-T17342505	12	
Р	ROCCIA ALIF Probe 13 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	RI-T13342515		
	ROCCIA ALIF Probe 15 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	RI-T15342515		
	ROCCIA ALIF Probe 17 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	RI-T17342515		
	ROCCIA ALIF Probe 19 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	RI-T19342515		
	ROCCIA ALIF Probe 21 x 34 x 25 mm, 15° Lor.	RI-T21342515		

ROCCIA® Alphabetischer Index

A–Z	Beschreibung	Artikelnummer	Seite	
	ROCCIA ALIF Probe 9 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	RI-T09403105		
	ROCCIA ALIF Probe 11 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	RI-T11403105	12	
	ROCCIA ALIF Probe 13 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	RI-T13403105		
	ROCCIA ALIF Probe 15 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	RI-T15403105		
	ROCCIA ALIF Probe 17 x 40 x 31 mm, 5° Lor.	RI-T17403105	12	
P	ROCCIA ALIF Probe 13 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	RI-T13403115		
	ROCCIA ALIF Probe 15 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	RI-T15403115		
	ROCCIA ALIF Probe 17 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	RI-T17403115		
	ROCCIA ALIF Probe 19 x 40 x 31 mm, 15° Lor.	RI-T19403115		
	ROCCIA ALIF Probe 21 x 40 x 3 1 mm, 15° Lor.	RI-T21403115		
	Raspel gebogen 45°	RI-1050	9	
	Rechteckkürette gerade	RI-1030	9	
R	Ringkürette gebogen 45°	RI-1022		
	Ringkürette gerade	RI-1020	8, 9	
	Ringkürette gewinkelt 25°	RI-1021		
	Scharfer Löffel gebogen Li. 45°	RI-1042	8	
	Scharfer Löffel gebogen Re. 45°	RI-1041		
	Scharfer Löffel gerade	RI-1040		
	Schlitzhammer, massiv	RI-1355	15, 18	
	Shaver 7 mm	RI-1107	8, 9	
	Shaver 8 mm	RI-1108		
S	Shaver 9 mm	RI-1109		
	Shaver 10 mm	RI-1110		
	Shaver 11 mm	RI-1111		
	Shaver 12 mm	RI-1112		
	Shaver 13 mm	RI-1113		
	Shaver 15 mm	RI-1115		
	Shaver 17 mm	RI-1117		
_	T-Griff, kurz	GI-2101	0.0.15.77	
т	T-Griff	GI-3101	8, 9, 10, 11	

Notizen

Notizen





Silony Medical GmbH
Leinfelder Straße 60
70771 Leinfelden-Echterdinge
Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

elabeling.silony-medical.com/contact

D30079.b.DE 10.05.2021

