

Resektion des Facettengelenks

SI-0019
SPECIALS Meißel kurz
10 mm Breite



Der transforaminale Zugang zum Bandscheibenfach erfolgt in der Regel durch eine unilaterale Resektion des Facettengelenks auf der Zugangsseite (Abb. 1). Hierzu kann der SPECIALS Meißel kurz in 10 mm Breite genutzt werden sowie handelsübliche Instrumente wie Luersche Zangen und Stanzen.




Abb. 1 Resektion des Facettengelenks mit dem kurzen Meißel

 D30003

 D30001

D30111.a.DE
27.03.2017

 **Silony Medical Europe GmbH**

Bahnhofstraße 1

28195 Bremen

Tel +49 421 246 956 0

Fax +49 421 246 956 55

 **Silony Medical GmbH**

Leinfelder Straße 60

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

MADE IN GERMANY