

### Austasten des Pedikels

VI-1043  
VERTICALE Pedikelsonde,  
2,3 mm



VI-1048  
VERTICALE Pedikelsonde,  
2,8 mm



Mit der VERTICAL Pedikelsonde kann der vorbereitete Schraubengang auf mögliche Perforationen kontrolliert werden (Abb. 1). Dafür stehen Pedikelsonden mit den Durchmessern 2,3 mm und 2,8 mm zur Verfügung.



Abb. 1 Austasten des Pedikels mit der Pedikelsonde

 D30003

 D30000

D30120.a.DE  
08.08.2017

 **Silony Medical Europe GmbH**

Bahnhofstraße 1  
28195 Bremen

Tel +49 421 246 956 0

Fax +49 421 246 956 55

 **Silony Medical GmbH**

Leinfelder Straße 60  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

[www.silony-medical.com](http://www.silony-medical.com)

MADE IN GERMANY