

Indicazioni per l'igiene nella gestione dei dispositivi medici

Gli impianti e gli strumenti destinati all'impiego clinico nei pazienti non devono essere utilizzati, né singolarmente né nel kit, a fini di addestramento in locali pubblici (uffici, sale conferenze ecc.) al di fuori dell'area igienicamente protetta.

Pericolo di contaminazione incontrollata!

Un ricondizionamento a regola d'arte, anche applicando la procedura validata indicata nelle istruzioni per l'uso (pulizia manuale, pulizia automatizzata con pulizia manuale preliminare, disinfezione termica, sterilizzazione al vapore) non può garantire i requisiti di pulizia dei prodotti in queste circostanze.

Al fine di assicurare la sterilità, i dispositivi medici confezionati in condizioni sterili nel contenitore di sterilizzazione devono essere sempre portati dalla CSM (Centrale di Sterilizzazione del Materiale) alla sala operatoria direttamente, seguendo il percorso più breve e senza deviazioni.

Pericolo di perdita della sterilità!

 D30003, D30008, D30009, D20301, D30087, D30088

 D30000, D30001, D30015, D30038, D30041, D30048, D30049, D30079, D30080

D30169.a.IT
20.08.2019

Silony Medical Europe GmbH

Bahnhofstraße 1
28195 Brema, Germania
Tel +49 421 24 69 56 0
Fax +49 421 24 69 56 55

Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania
Tel +49 711 78 25 25 0
Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

MADE IN GERMANY