

## Hygiëne-instructie voor de omgang met medische hulpmiddelen

Implantaten en instrumenten die voor klinische toepassingen bij patiënten worden gebruikt, mogen niet apart of in een set worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden in openbare ruimten (kantoren, vergaderruimtes e.d.), alleen in hygiënische ruimten.

### **Gevaar van ongecontroleerde contaminatie!**

Ook een deskundige reiniging, desinfectie en sterilisatie kan in die omstandigheden niet waarborgen dat wordt voldaan aan de zuiverheidscriteria van deze producten. Dit geldt ook bij toepassing van de in de gebruiksaanwijzing genoemde, gevalideerde procedures (handmatige reiniging, machinale reiniging met handmatige voorreiniging, thermische desinfectie, stoomsterilisatie).

Steriel in een sterilisatiecontainer verpakte medische hulpmiddelen moeten altijd direct en via de kortste route, zonder omwegen van de centrale afdeling voor steriele producten naar de operatiekamer worden gebracht. Op die manier blijft de steriliteit het best gewaarborgd.

### **Gevaar van verlies van steriliteit!**

 D30003, D30008, D30009, D20301, D30087, D30088

 D30000, D30001, D30015, D30038, D30041, D30048, D30049, D30079, D30080

D30169.a.NL  
20.08.2019

#### **Silony Medical Europe GmbH**

Bahnhofstraße 1  
28195 Bremen, Duitsland  
Tel +49 421 24 69 56 0  
Fax +49 421 24 69 56 55

#### **Silony Medical GmbH**

Leinfelder Straße 60  
70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland  
Tel +49 711 78 25 25 0  
Fax +49 711 78 25 25 11

[www.silony-medical.com](http://www.silony-medical.com)

MADE IN GERMANY